




MEDEP MEDPUSH BỘ BƠM ĐẶT THỦY TINH THỂ NHÂN TẠO

+ Nguyên lí hoạt động

Được sử dụng để cấy ghép thủy tinh thể nhân tạo vào mắt thông qua vết rạch trên giác mạc.

+ Vật liệu chế tạo

Vật liệu chế tạo bơm và cartridge là Polypropylene y tế, có tính kháng hóa chất và vi khuẩn cao.

Số công bố tiêu chuẩn áp dụng:

240000311/PCBB-HCM

Số công bố CE: CE/C08B/1024

Hệ thống quản lí chất lượng
đạt tiêu chuẩn **ISO 13485:2016**
và **TCVN ISO 13485:2017**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Sản phẩm	MEDEP MEDPUSH (Kí mã hiệu: MP)
Thành phần	Thân bơm, lò xo, piston, đầu silicon, cartridge
Kích cỡ vết rạch cấy ghép	Cho phép cấy ghép thủy tinh thể nhân tạo thông qua vết rạch từ 1,8 đến 2,7 mm
Phương pháp tiệt khuẩn	Ethylene Oxide
Quy cách đóng gói	Vô khuẩn từng cái trong túi Tyvek, 10 cái/hộp giấy kèm hướng dẫn sử dụng
Điều kiện bảo quản	Ở nhiệt độ phòng (15°C–35°C), nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp

Nội dung trong catalogue có thể khác với thông tin hiện hành về sản phẩm. Thông tin có thể thay đổi do quá trình cải tiến liên tục và điều chỉnh trong thiết kế hoặc phạm vi cung cấp. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm, hoặc liên hệ với đại diện của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

SCAN ME




CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC

Lô I-4b-2.1, Đường N3,
Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 (+84) 28-73-012-868

 medep.com.vn

 contact@medep.com.vn



CAT-900-001, Rev.B