

DỊCH NHẦY PHẪU THUẬT NHÂN KHOA

MODEL: MEDEP HYARONMED (MH)

(MH-3.0; MH-1.4; MH-1.6; MH-1.8)



VẬT LIỆU CHẾ TẠO

Sodium Hyaluronate là dạng muối của Axit Hyaluronic. Nó được tổng hợp để tạo ra một cấu trúc phân tử nhỏ hơn, tính năng hòa tan trong nước và độ ổn định cao.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Hoạt động như một chất bôi trơn của mô và đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh các tương tác giữa các mô lân cận. Chất này tạo thành một dung dịch nhớt có tính đàn hồi trong nước để bảo vệ cơ cho mô (mống mắt, võng mạc) và các lớp tế bào (giác mạc, nội mô và biểu mô).

TÍNH NĂNG: **BẢO VỆ VÀ AN TOÀN CAO**

- Sodium Hyaluronate được lên men sinh học
- Không gây miễn dịch
- Tương thích sinh học
- Trong suốt về mặt quang học
- Tính phân tán làm giảm nhẹ chấn thương mô trong quá trình đặt thủy tinh thể
- Tính kết dính dễ hút do trọng lượng phân tử cao

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Có thể chọn lựa với tính nhầy khác nhau
(1.4%, 1.6%, 1.8%, 3.0%)

Tên sản phẩm	MEDEP HYARONMED			
Mã sản phẩm	MH-1.4	MH-1.6	MH-1.8	MH-3.0
Tiêu chuẩn kỹ thuật	1. Thành phần: Natri Hyaluronate 1.4% (14mg/ml) 2. Trọng lượng phân tử: ≥ 3,000,000 daltons 3. Độ thẩm thấu: 300 – 400 mOsm/kg 4. Độ pH: 7 đến 8 5. Độ nhớt: 80,000 - 450,000 mPas 6. Quy cách: ống 1ml	1. Thành phần: Natri Hyaluronate 1.6% (16mg/ml) 2. Trọng lượng phân tử: ≥ 3,000,000 daltons 3. Độ thẩm thấu: 300 – 400 mOsm/kg 4. Độ pH: 7 đến 8 5. Độ nhớt: 80,000 - 450,000 mPas 6. Quy cách: ống 1ml	1. Thành phần: Natri Hyaluronate 1.8% (18mg/ml) 2. Trọng lượng phân tử: ≥ 3,000,000 daltons 3. Độ thẩm thấu: 300 – 400 mOsm/kg 4. Độ pH: 7 đến 8 5. Độ nhớt: 170,000 - 500,000 mPas 6. Quy cách: ống 1ml	1. Thành phần: Natri Hyaluronate 3% (30mg/ml) 2. Trọng lượng phân tử: ≥ 750,000 daltons 3. Độ thẩm thấu: 300 – 400 mOsm/kg 4. Độ pH: 7 đến 8 5. Độ nhớt: 30,000 – 60,000 mPas 6. Quy cách: ống 1ml
Loại nhầy	Kết dính	Kết dính	Kết dính	Phân tán
Kim kèm theo	27G	27G	27G	25G



ĐÓNG GÓI

- Được tiệt khuẩn bằng phương pháp tiệt khuẩn Nhiệt Ẩm và Ethylene Oxide
- 1ml chứa trong bơm đầu Luer-Lock (công nghệ Luer-Lock giúp đầu tiêm được khóa chặt vào ống bơm không bị rò rỉ dung dịch), kèm ống thông 25G hoặc 27G tùy độ nhớt



NƠI SẢN XUẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC

Lô I-4b-2.1, Đường N3, Khu Công Nghệ Cao, P. Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: +84 28-7301-2868

Web: www.medep.com.vn

Số công bố TCAD: 240000310/PCBB-HCM

Hệ thống QLCL đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

Số công bố CE: CE/C08B/102