


CHẤT NHẦY PHẪU THUẬT NHÂN KHOA

MODEL: MEDEP MVISC
(MV-1.0, MV-2.0)



VẬT LIỆU CHẾ TẠO

Hydroxypropyl Methyl Cellulose (HPMC) 2% là một dẫn chất O-methyl hóa và O-(2 hydroxypropyl) hóa của cellulose.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Dễ dàng hòa tan trong nước, có độ pH đặc biệt rất ổn định, có khả năng tạo màng bên ngoài vì thế có khả năng bám dính, bôi trơn tốt.

TÍNH NĂNG

- Duy trì độ sâu tiền phòng trong phẫu thuật thủy tinh thể
- Do tính phân tán nên dễ loại bỏ vào cuối quy trình phẫu thuật
- pH đặc biệt rất ổn định
- Hỗ trợ tốt việc cấy ghép trong phẫu thuật thủy tinh thể



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1ml dung dịch có chứa 20 mg hydroxypropyl methylcellulose

pH	MV-1.0 ; MV-2.0	6.8 – 7.6
Độ thẩm thấu	MV-1.0 ; MV-2.0	300 – 350 mOsm/kg
Độ nhớt	MV-1.0 <i>Nhầy phân tán (Dispersive)</i>	30,000 – 50,000 mPa.s
	MV-2.0 <i>Nhầy phân tán (Dispersive)</i>	4,000 – 5,500 mPa.s
Trọng lượng phân tử	MV-1.0 ; MV-2.0 <i>Nhầy phân tán (Dispersive)</i>	80,000 danton
Được tiệt khuẩn bằng phương pháp tiệt khuẩn hơi nước		



ĐÓNG GÓI

2ml chứa trong bơm đầu Luer-Lock (công nghệ Luer-Lock giúp đầu tiêm được khóa chặt vào ống bơm không bị rò rỉ dung dịch), kèm ống thông G23.

Đóng gói vô khuẩn trong túi Tyvex. Bảo quản bằng hộp giấy, kèm theo HDSD



NƠI SẢN XUẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC

Lô I-4b-2.1, Đường N3, Khu CNC, P Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

ĐT: +8428-7301-2868

Web : www.medep.com.vn

Số công bố TCAD: 000.00.19.H29.240130-0012

Hệ thống QLCL đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016